



Sension+ ISE електрод, натрий (Na⁺), фиксиран кабел 1m, BNC

Продукт №: LZW9650.97.0002

BGN Цена: Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Ион-селективен индикаторен електрод за измервания на натрий. Обхват 0,05-23 000 mg/L Na⁺, 0-60 °C. С 1m кабел и BNC конектор.

Спецификации

Ассигуру:	±0,02 mV или 0,05%, което от двете е по-голямо (зависи от приложението)
ISA, изисква се:	4451569
Вид:	Лабораторен ISE, необходима е референция
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Натрий-селективна стъклена мембрана
Дължина:	120 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	0,05 - 23.000 mg/L Na ⁺
Материал:	Корпус на сензора: стъкло
Параметър:	Sodium
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 120 mm
Разтвор за пълнене:	-
Свързка:	BNC Connector
Специална функция:	Само индикаторен; необходим е референтен електрод.
Съединение на сондата:	-
Температурен диапазон:	0 - 60 °C
Термистор:	-
Тип на сондата:	Лабораторна полуклетка ISE

Задължителни аксесоари

- Електролитен разтвор за Sension+, 0,1 M, за ISE електроди, 125 mL (Item LZW9901.99)