



Sension+ 9652 Chloride Ion Selective Electrode (ISE) – sensor only

Продукт №:

LZW9652.97.0002

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Sension+ 9652 is a half-cell (reference not integrated) chloride ion selective electrode (ISE) with an epoxy body and non-replaceable crystalline membrane selective to chloride ions in solution. It is recommended for use with the Sension+ 5044 reference electrode. The 9652 has a fixed 1 meter cable and BNC connector for laboratory use with the Hach Sension+ MM374 Multimeter. The 9652 is ideal for measuring chloride concentrations in wastewater, drinking water and general water quality applications.

Requires virtually no maintenance

The solid-state sensor design allows for DRY storage of the ISE without a shelf life or membrane replacement.

Provides fast, stable, and accurate response in a variety of sample types

Спецификации

ISA, изисква се:	2318069
Вид:	Лабораторен ISE, необходима е референция
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Solid-state crystal membrane
Дължина:	120 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	1 mg/L (3×10^{-6} M) - 35,500 mg/L (1 M) Cl-
Какво има в кутията:	Includes: Sension+ 9652 Chloride ISE (half-cell) and Basic User Manual.
Материал:	Sensor Body: Epoxy
Параметър:	Chloride
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 120 mm
Разтвор за пълнене:	-
Свързка:	BNC Connector
Специална функция:	Dry storage & fast response time. No replacement membranes.
Съединение на сондата:	-
Температурен диапазон:	5 - 50 °C
Термистор:	-
Тип на сондата:	Laboratory Half-Cell ISE

Какво има в кутията

Includes: Sension+ 9652 Chloride ISE (half-cell) and Basic User Manual.

Задължителни аксесоари

- Chloride Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 2318069)
- Електролитен разтвор за Sension+, 0,1 М, за ISE електроди, 125 mL (Item LZW9901.99)