



Sension+ ISE electrode, Nitrate (NO₃⁻), fixed cable 1m, BNC

Продукт №: LZW9662.97.0002

BGN Цена: Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Ion-selective indicator electrode for Nitrate measurements. Range 0.4-62,000 mg/L NO₃⁻, 5-40 °C. With 1m cable and BNC connector.

Спецификации

ISA, изисква се:	2984799
Вид:	Лабораторен ISE, необходима е референция
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Solid-state PVC membrane
Дължина:	120 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	0,1 mg/L (7x10 ⁻⁶ M) - 14.000 mg/L (1 M) NO ₃ ⁻ -N
Материал:	Sensor Body: Ероху
Параметър:	Nitrate
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 120 mm
Разтвор за пълнене:	-
Свързка:	BNC Connector
Специална функция:	Dry storage & fast response time. No replacement membranes.
Съединение на сондата:	-
Температурен диапазон:	0 - 50 °C
Термистор:	-
Тип на сондата:	Laboratory Half-Cell ISE

Задължителни аксесоари

- Nitrate Ionic Strength Adjustor Powder Pillows - Intellical, pk/100 (Item 2984799)
- Електролитен разтвор за Sension+, 0,1 M, за ISE електроди, 125 mL (Item LZW9901.99)