



EVITA OXY 1100 Membrane 25µm for Dissolved Oxygen sensor, 5 pcs

Продукт №:

085G0024

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Recommended for measuring range 0.002-2mg/L DO.

Спецификации

Време за отговор :	7 s
Дебелина, мембрана:	25 µm
Измерване, диапазон:	0,002 - 2 mg/L
Изхвърляне:	OXY 1100 sensor must be disposed as ordinary industrial waste
Обем / опаковка, размер:	pk/5