



EVITA OXY 1100 Membrane 50 µm for Dissolved Oxygen sensor, 5 pcs

Продукт №:

085G0026

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Recommended for measuring range 0.1-10mg/L DO.

Спецификации

Време за отговор :	22 s
Дебелина, мембрана:	50 µm
Измерване, диапазон:	0.1 - 10 mg/L recommended
Изхвърляне:	The worn OXY 1100 sensor must be disposed as ordinary industrial waste
Обем / опаковка, размер:	pk/5
Специални бележки:	The worn OXY 1100 sensor must be disposed as ordinary industrial waste