



Стандарт за нитрати, 400 mg/L NO₃ (90,4 mg/L NO₃-N), 500 mL

Продукт №:

LCW863

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Стандартен разтвор за онлайн определяне на нитрати

Спецификации

Инструмент:	Nitratax
Концентрация:	400 mg/L NO ₃ (90,4 mg/L NO ₃ -N)
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Параметър:	Нитрат
Платформа:	Разтвор