



Капсули с прахообразен реактив за желязо във феро-форма, 0,02-3,00mg/L Fe (II)

Продукт №:

103769

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на желязо във феро-форма (Fe²⁺). пак./100.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,02 - 3,00 mg/L Fe ²⁺
Инструмент:	Всички освен РС II
Метод, име:	1,10 фенантролин
Метод, номер:	8146
Обем / опаковка, размер:	100 пак.
Параметър:	Желязо, във феро-форма
Платформа:	Прахови вложки