



Iron Reagent Powder Pillows (TPTZ), 0.012-1.800mg/L Fe

Продукт №:

2275699

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Powder reagent in sealed package for the determination of low levels of iron. For 25mL sample. 100/pack

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Инструмент:	DR/3000, DR/2000
Метод, име:	TPTZ
Метод, номер:	8112
Обем / опаковка, размер:	100 /pk
Параметър:	Iron
Платформа:	Прахови вложки