



Реактив за желязо FerroVer ампули Accuvac, пак./25

Продукт №:

2507025

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Ампулите Accuvac съдържат точното количество реактив за еднократен тест и могат да бъдат използвани като мерителна кювета. За определяне на общо разтворено желязо, както и на комплексни съединения на желязо, чрез метода с 1,10 фенантролин.

Спецификации

ЕРА compliant:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Метод, име:	FerroVer
Метод, номер:	8008
Обем / опаковка, размер:	/пак.
Параметър:	Желязо
Платформа:	Accuvac