



Iron Reagent Set, 0.01-1.80mg/L Fe

Продукт №:

2544800

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Powder reagents in sealed packages for the determination of iron in presence of Molybdenum compounds.

Реактивът за желязо FerroMo определя желязо при наличие на молибденови съединения във води от охладителни кули. Без необходимост от редукция на молибден, който образува черен разтвор. Не се налага предварителна обработка.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,01 - 1,80 mg/L Fe
Инструмент:	All except DR/820, PC II
Метод, име:	FerroMo
Метод, номер:	8365
Параметър:	Iron
Платформа:	Прахови вложки
Специална функция:	Iron (Total) Reagent set, Powder Pillows