



## MolyVer 3 Molybdenum Powder Pillows (3), pk/100

Продукт №:

1417869

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Powder reagent in sealed package for the determination of high range molybdenum (0-40.0mg/L Mo), Mercaptoacetic Acid Method. For 25mL sample.

---

### Спецификации

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Бр. тестове:             | 100                 |
| Метод, име:              | Mercaptoacetic Acid |
| Метод, номер:            | 8036                |
| Обем / опаковка, размер: | 100 /pk             |
| Параметър:               | Parameter           |
| Платформа:               | Прахови вложки      |