



MolyVer 2 Molybdenum Reagent Powder Pillows, pk/100

Продукт №:

2604399

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Powder reagent in sealed package for the determination of Molybdenum, 0.3-40.0mg/L Mo. For 10mL sample.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Метод, име:	Mercaptoacetic Acid
Метод, номер:	8036
Обем / опаковка, размер:	100 /pk
Параметър:	Molybdenum
Платформа:	Прахови вложки