



ChromaVer Капсули с прахообразен реактив за определяне на хром, 0-0,60 mg/L Cr⁶⁺

Продукт №:

1206699

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатана опаковка за определяне на хром, шествалентен и общ. За проби от 25 mL. 100/опаковка

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0 - 1,00 mg/L Cr ⁶⁺
Инструмент:	DR/3000, DR/2000
Метод, име:	1,5-дифенилкарбохидразид
Метод, номер:	8023
Обем / опаковка, размер:	100 пак.
Платформа:	Прахови вложки