



AluVer 3 Капсули с прахообразен реактив за определяне на алуминий

Продукт №:

1429099

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатана опаковка за определяне на алуминий, 0,008-0,800 mg/L Al, метод с алуминон. Опаковка от 100.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Метод, име:	Алуминон
Метод, номер:	8012
Обем / опаковка, размер:	100 пак.
Платформа:	Прахови вложки