



Капсули с прахообразен реагент за избелване (3, пак./100

Продукт №:

1429449

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатана опаковка за определяне на алуминий, 0,008-0,800 mg/L Al, метод с алуминон.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Метод, име:	Алуминон
Метод, номер:	8012
Обем / опаковка, размер:	100/пак.
Параметър:	Алуминий
Платформа:	Прахови вложки