



PAN Indicator Solution, 0.1% (50mL SCDB)

Продукт №:

2122426

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Colorimetric reagent for low level Manganese determinations. Self-contained dropping bottle.

Спецификации

Измерване, диапазон:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Метод, име:	PAN
Метод, номер:	8149
Обем / опаковка, размер:	50 mL
Параметър:	Manganese
Платформа:	Разтвор