



Набор реактиви за сребро, прахообразни капсули, 0,02-0,700 mg/L Ag

Продукт №:

2296600

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за колориметричен метод със сребро чрез използване на Cadion 2B индикатор. За проби от 50mL.

Спецификации

Бр. тестове:	50
Измерване, диапазон:	0,02 - 0,70 mg/L Ag
Инструмент:	All except DR 900, DR/800 Series, PC II
Метод, име:	Colorimetric
Метод, номер:	8120
Параметър:	Silver
Платформа:	Прахови вложки