



ECR Reagent Powder Pillows, pk/25

Продукт №:	2380268
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Powder reagent in sealed package for the determination of Aluminium, Eriochrome Cyanine R Method. For 25mL sample.

Спецификации

Method Number 1 Chemistry:	8326
Бр. тестове:	25
Метод, име:	Eriochrome Cyanine R
Метод, номер:	8326
Обем / опаковка, размер:	25/pk
Параметър:	Aluminum
Платформа:	Прахови вложки