



Набор реактиви за определяне на манган, капсули с прахообразен реактив, 0,1-20,0 mg/L Mn

Продукт №:

2430000

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за определяне на разтворим манган, окисление с перйодат. За проби от 10 mL. 100 теста

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
Инструмент:	All except DR/3000, DR/2000
Метод, име:	Окисление с перйодат
Метод, номер:	8034
Обем на проба:	10 mL
Параметър:	Manganese
Платформа:	Прахови вложки