



ECR Reagent Powder Pillows, pk/100

Продукт №:	2603849
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Powder reagent in sealed package for the determination of Aluminium, Eriochrome Cyanine R Method. For 20mL sample.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Метод, име:	Eriochrome Cyanine R
Метод, номер:	8326
Обем / опаковка, размер:	100/pk
Параметър:	Aluminum
Платформа:	Прахови вложки

Задължителни аксесоари

- ECR Masking Reagent Solution (25mL SCDB) (Item 2380123)
- Hexamethylenetetramine buffer reagent, 100 powder pillows (Item 2603999)