



Mercury Reagent Set, 0.1-2.5µg/L Hg

Продукт №:

2658300

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



For the determination of Mercury, Cold Vapor Method.

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,1 - 2,5 µg/L Hg
Инструмент:	All except DR/3000, DR/2000, DR/800, PC II
Метод, име:	Концентрация на студени пари
Метод, номер:	10065
Параметър:	Mercury
Платформа:	Reagent Set