



Стандартен разтвор на сярна киселина, 0,020 N (N/50), 1 L

Продукт №:

20353

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Стандартен разтвор на сярна киселина, 0,020 N (N/50), 1 L

Спецификации

EPA compliant:	Да
Package settings:	Бутилка
Измерване, диапазон:	0 – 10
Концентрация:	0,020 N
Метод, номер:	8289 (основа)
Обем / опаковка, размер:	1 L
Описание:	Премахване на интерфериращо вещество
Параметър:	Алкалност
Платформа:	Разтвор
Приложение:	Премахване на интерфериращ хлор
Формула:	H ₂ SO ₄ 0.02 N