



QAC reagent 1, 0.2- 5.0 mg/L CTAB, 50 powder pillows

Продукт №:	2401066
BGN Цена:	Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици	

Powder reagent in sealed package for the determination of Quaternary Ammonium Compounds (QAC).

Спецификации

Бр. тестове:	50
Метод, име:	Direct Binary Complex
Метод, номер:	8336
Обем / опаковка, размер:	50/pk
Параметър:	Quaternary Ammonium Compounds
Платформа:	Прахови вложки