



QAC reagent 2, 0.2- 5.0 mg/L CTAB, 25 powder pillows

Продукт №:

2401268

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Powder reagent in sealed package for the determination of Quaternary Ammonium Compounds (QAC).

Спецификации

Бр. тестове:	12.5
Метод, име:	Direct Binary Complex
Метод, номер:	8337
Обем / опаковка, размер:	25/pk
Параметър:	Quaternary Ammonium Compounds
Платформа:	Прахови вложки