



Набор реактиви за QAC, прахообразни капсули, 0,2-5,0mg/L CTAB

Продукт №:

2459200

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за определяне на четвъртични амониеви съединения (метод на директен двоен комплекс).

CTAB = Цетилтриметиламониев бромид

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0.2 - 5.0 mg/L as CTAB
Инструмент:	All except DR/800, PC II
Метод, име:	Direct Binary Complex
Метод, номер:	8337
Параметър:	Амониеви съединения, четвъртични
Платформа:	Прахови вложки