



Potassium Reagent Set, 0.1-7.0mg/L K

Продукт №:

2459100

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахобразни реактиви и разтвор с реактив в запечатани опаковки за определяне на калий по метода с тетрафенилборат. За проби от 25mL; пак./100.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,1 - 7,0 mg/L K
Инструмент:	All except DR800 Series, PC II
Метод, име:	Tetraphenylborate
Метод, номер:	8049
Описание:	Potassium Reagent Set
Параметър:	Potassium
Платформа:	Прахови вложки
Специални бележки:	Set contains: Potassium 1 Reagent Powder Pillows (1432198), Potassium 2 Reagent Solution Pillows (1432298), Potassium 3 Reagent Powder Pillows (1432399)