



Sulfuric acid cartridge for digital titrator, 0.1600 N

Продукт №:

1438801

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Ready-to-use titrant solution for the determination of alkalinity, 10 - 160mg/L CaCO₃

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	40 - 100
Измерване, диапазон:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Метод, име:	Phenolphthalein
Метод, номер:	8203
Параметър:	Alkalinity
Платформа:	Цифров титратор
Разтвор за титруване:	0.1600 N H ₂ SO ₄