



Набор реактиви за определяне на алкалност с цифров титратор

Продукт №:

2271900

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Готови за употреба титранти в лесно сменяеми касети, които отново могат да се затварят плътно. За надеждни резултати с цифровия титратор в полеви и лабораторни условия.

За определяне на алкалността чрез титруване със сярна киселина с цифров титратор. Метод 8203 на Hach. Обхват: 10-4000 mg/L CaCO₃ Наборът включва касети с прахообразен индикатор фенолфталеин, касети с прахообразни индикатори бромкрезол зелено-метил червено и касети със сярна киселина за цифров титратор, 0,1600 N и 1,600 N. Приблизително 40-100 тестове

Точни резултати - когато и където се нуждаете от тях

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Бърз и гъвкав

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Многостранен

More than 50 parameter/range combinations are available

Икономичен

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	10 - 4000 mg/L CaCO ₃
Метод, име:	Фенолфталеин и обща алкалност
Метод, номер:	8203
Описание:	Набор реактиви за определяне на алкалност с цифров титратор
Параметър:	Алкалност
Платформа:	Цифров титратор
Специални бележки:	Наборът съдържа: капсули с прахообразни индикатори бромкрезол зелено-метил червено (94399), индикатор фенолфталеин (94299), касета със сярна киселина за титруване 1,600 N (1438901), касета със сярна киселина за титруване 0,1600 N (1438801)