



Свободен хлор, Test 'N Tube (тест и епруветка), 0,09 – 5,00 mg/L Cl₂

Продукт №:

2105545

Опасен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.



Флакони с реактив (Ø 16 mm), съдържащи предварително измерен DPD реактив, оптимизирани за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube (тест и епруветка)

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Спецификации

Бр. тестове:	50
Измерване, диапазон:	0,09 – 5,00 mg/L Cl ₂
Метод, име:	DPD
Метод, номер:	10102
Обем / опаковка, размер:	50 /пак.
Параметър:	Хлор
Платформа:	Test 'N Tube
Специални бележки:	Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.