



DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 5 mL, pk/1000

Продукт №:

1407728

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



For determination of free chlorine by the DPD method.

For use with Hach's Chlorine Visual Test Kits.

Sample Size: 5 mL. Range: up to 3.5 mg/L Cl₂.

Pack of 1000 powder pillows.

Boric Acid free!

Спецификации

Бр. тестове:	1000
Измерване, диапазон:	5 mL
Метод, име:	DPD
Платформа:	Прахови вложки
Условия на съхранение:	10 - 25 °C