



Free Chlorine Reagent Powder Pillows, DPD (pk/100)

Продукт №:

1407799

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



For determination of free chlorine by the DPD method. For use with Hach's Chlorine Visual Test Kits.

Sample Size: 5 mL. Range: up to 3.5 mg/L Cl_2 .

Pack of 100 powder pillows.

Boric Acid free!

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	5 mL
Метод, име:	DPD
Параметър:	Chlorine, Free
Платформа:	Прахови вложки
Условия на съхранение:	10 - 25 °C