



DPD общ хлор, реактив с диспенсер Swiftest (многократно пълнене)

Продукт №:

2105660

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



DPD Reagent dispenser replacement vial for the determination of Total Chlorine, 0.02-2.00mg/L Cl₂.

Approximately 250 tests

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	250
Измерване, диапазон:	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Инструмент:	All except DR/3000, DR/2000
Метод, име:	DPD
Метод, номер:	8167
Параметър:	Хлор, общ
Платформа:	Swiftest