



Total Chlorine Reagent, Accuvac Ampoules, DPD, pk/25

Продукт №:

2503025

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Ампулите ACCUVAC съдържат точното количество реактив за еднократен тест и могат да бъдат използвани като кювети за измерванията. За определяне на общ хлор, 0,02-2,00 mg/L Cl₂, бром, 0,05-4,50 mg/L Br₂ и йод, 0,07-7,00 mg/L I₂.

Спецификации

ЕРА compliant:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Инструмент:	All
Метод, име:	DPD
Метод, номер:	8031 Jod
Обем / опаковка, размер:	25 /pk
Параметър:	Хлор, общ
	Бром
	Йод
Платформа:	Accuvac