



Total Hardness Reagent Set for Digital Titrator (LR)

Продукт №:

2448000

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



For the determination of Total Hardness, 10-160 mg/L CaCO₃, EDTA Method.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	40-100
Измерване, диапазон:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Метод, име:	EDTA Titration
Метод, номер:	8213
Параметър:	Hardness (Total)
Платформа:	Цифров титратор
Специална функция:	Reagent set, LR, Digital Titrator