



Алкален разтвор за колориметрично определяне на твърдост, 100 mL MDB

Продукт №:

2241732

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За колориметрично определяне на калций и магнезий, 0,05-4,00 mg/L Ca като CaCO₃, 0,05-4,00 mg/L Mg като CaCO₃. Градуирано шише за дозиране на капки

Спецификации

Бр. тестове:	100
Метод, име:	Колориметрично с калмагит
Метод, номер:	8030
Обем / опаковка, размер:	100 mL
Параметър:	Твърдост, Ca и Mg
Платформа:	Разтвор