



Citric acid reagent solution for rapid liquid Silica, 500 mL

Продукт №:

2254249

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



For the determination of ultra low range Silica, 3 - 1000 µg/L SiO₂, Heteropoly Blue Method.

Спецификации

Бр. тестове:	250
Метод, име:	Heteropoly Blue, Rapid Liquid
Метод, номер:	8282
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Параметър:	Silica
Платформа:	Разтвор

Задължителни аксесоари

- Reagent solution, molybdate 3, 500 mL (Item 199549)
- Amino acid F dilution solvent, for rapid liquid silica, 475 mL (Item 2353011)
- Reagent powder, amino acid F, rapid liquid silica, 55 g (Item 2651155)