



Silica Reagent Set, Rapid Liquid, 3-1000 µg/L SiO₂

Продукт №:

2678500

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



For the determination of ultra low range Silica, Heteropoly Blue Rapid Liquid Method.

Спецификации

Бр. тестове:	250
Измерване, диапазон:	50 mL
Инструмент:	All except DR/4000, DR/800, PC II
Метод, име:	Heteropoly Blue
Метод, номер:	8282
Параметър:	Silica
Платформа:	Разтвор
Специална функция:	LR, 250 tests