



Silica Reagent Set, 3-1000 µg/L SiO₂

Продукт №:

2581400

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



For ultralow range Silica determination by the Heteropoly Blue method.

Спецификации

Бр. тестове:	40
Измерване, диапазон:	25 mL
Инструмент:	All except DR/3000, DR/800, PC II
Метод, име:	Heteropoly Blue
Метод, номер:	8282
Параметър:	Silica
Платформа:	Разтвор
Специална функция:	UL, 40 tests