



## Phenol red indicator solution, 6.5-8.5 pH, 50mL

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Продукт №: | 2657512           |
| BGN Цена:  | Свържете се с нас |
| Налично    |                   |

Standardized for colorimetric pH determination. Spec grade. Range: pH 6.5-8.5.

---

### Спецификации

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Бр. тестове:             | 50 mL                   |
| Измерване, диапазон:     | 6,5 - 8,5               |
| Метод, име:              | Colorimetric Phenol Red |
| Обем / опаковка, размер: | 50 mL                   |
| Параметър:               | pH                      |
| Платформа:               | Разтвор                 |