



Ампули с реактив за определяне на разтворен кислород ACCUVAC, 6-800 µg/L O₂

Продукт №:

2501025

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Ампулите ACCUVAC съдържат точното количество реактив за еднократен тест и може да бъде използвана като мерителна кювета. За определяне на разтворен кислород по метода с индигокармин.

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	6 - 800 µg/L O ₂
Инструмент:	Всички освен DR/820, PC II
Метод, име:	Индигокармин
Метод, номер:	8316
Обем / опаковка, размер:	25 /pk
Параметър:	Кислород, разтворен
Платформа:	Accuvac