



Phenol 2 Reagent Powder Pillows

Продукт №:	183699
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Powder reagent in sealed packages for the determination of phenols by the 4-Aminoantipyrine method. pk/100

Спецификации

Бр. тестове:	50
Метод, име:	4-Aminoantipyrine
Метод, номер:	8047
Обем / опаковка, размер:	100
Описание:	Phenol 2 Reagent Powder Pillows
Параметър:	Phenols
Платформа:	Прахови вложки
Условия на съхранение:	10 °C - 25 °C