



Phenols Reagent Set, 0.002-0.200 mg/L

Продукт №:

2243900

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



For the determination of Phenols, 4-Aminoantipyrine Method.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Shipping Method:	No Air Shipments
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0.002 - 0.200 mg/L
Инструмент:	All except DR/800, PC II
Метод, име:	4-Aminoantipyrine
Метод, номер:	8047
Описание:	Phenols Reagent Set
Параметър:	Phenols