



ТОС (метод на прочистване) TNT, 100 – 700 mg/L C

Продукт №:

2760445

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube (тест и епруветка)

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Спецификации

Бр. тестове:	25 – 50
Измерване, диапазон:	100 – 700 mg/L C
Метод, име:	Директен
Метод, номер:	10128
Параметър:	Общ органичен въглерод
Платформа:	Test 'N Tube
Специални бележки:	Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.
Хидролиза, изисквана:	Да