



Be Right™



Total Trihalomethanes Plus Reagent Set (THM)

Продукт №:

2790800

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Screening tool to optimize treatment processes, to locate areas of high THM levels in distribution systems and to determine levels of trihalomethanes in drinking water samples.

Спецификации

Бр. тестове:	50 - 99
Измерване, диапазон:	10 - 600 µg/L CHCl ₃
Инструмент:	DR 6000, DR/4000, DR 3900, DR 2800, DR 2700, DR/2400
Метод, име:	THM Plus
Метод, номер:	10132
Параметър:	Trihalomethanes
Хидролиза, изисквана:	Yes