



Касета меркуринитрат за цифров титратор, 2,256 N

Продукт №:

92101

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За титруване на хлорид, 100 - 8 000 mg/L Cl⁻

Спецификации

Бр. тестове:	40 - 100
Измерване, диапазон:	100 - 8000 mg/L Cl ⁻
Метод, име:	Меркуринитрат
Метод, номер:	8206
Параметър:	Хлорид
Платформа:	Цифров титратор
Разтвор за титруване:	2,256 N Hg(NO ₃) ₂