



Be Right™



Cyanide Reagent Set, Powder Pillows, 0.002-0.240mg/L CN-

Продукт №:

2242800

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Powder reagents in sealed packages for the determination of Cyanide, Pyridine-Pyrazalone Method. For 25mL sample.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,002 - 0,240 mg/L CN ⁻
Инструмент:	DR/3000, DR/2000
Метод, име:	Pyridine-Pyrazalone
Метод, номер:	8027
Платформа:	Прахови вложки