



Стандартен разтвор за сулфат, 50 mg/L SO₄ (NIST), 500 mL

Продукт №: 257849
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Еднопараметърен стандарт за аналитично осигуряване на качеството.

Спецификации

Концентрация:	50 mg/L SO ₄
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Стандартен разтвор за сулфат, 50 mg/L SO ₄ (NIST), 500 mL
Параметър:	Сулфат
Платформа:	Разтвор