



Стандартен разтвор, хлор, 50 – 75 mg/L като Cl₂, оп./20 – ампули от 2 mL PourRite

Продукт №:	1426820
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

За проверки за точност при определяния на хлорин. Опаковка от 20 ампули от 2 mL. Специфична за партидата концентрация, показана на етикета.

Опростени проверки за точност

Стандартите с ампули Voluette и PourRite са проектирани да работят директно с проверките за точност с добавяния на стандарти в процедурите на Hach и софтуера на фотометъра. Използвайте пипетата TenSette за извършване на прецизни прибавяния на стандарт и проверка на процента на възстановяване, за да потвърдите производителността на аналитичната система.

Свеждане до минимум на отпадъците

Отваряйте нова ампула със стандарт за всяка проверка на точност. Всяка ампула съдържа достатъчно стандарт за един набор от добавяния на стандарт.

Надеждни резултати

Запечатаните ампули предотвратяват инцидентното замърсяване или изпаряване на стандартните разтвори.

Спецификации

Концентрация:	50 mg/L - 75 mg/L Cl ₂
Платформа:	Разтвор