



Калибровъчен набор стандарти за мътност Stablcal, 0 – 7500 NTU

Продукт №:

2659505

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Шест готови за употреба стабилизирани първични стандартни разтвори на формазин. Наборът включва плътно затворени флакони с: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU, 7500 NTU.

Спецификации

Концентрация:

< 0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU

Обем / опаковка, размер:

6 /pk