



Стандарт за мътност Stablcal, 0,30 NTU, 100 mL

Продукт №:

2697942

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Готов за използване, стабилизирани разтвори на първичен формазин стандарт, 0,30 NTU, бутилки от 100 mL.

Прецизно изготвени, предварително смесени формазини разтвори

Hach приготвя стандартите Stablcal по собствена технология за производство в точни концентрации при широка гама от концентрации - осигурява точно калибриране на турбидиметрите.

На базата на първични формазини стандарти

Стабилизирани формазини стандарти Stablcal съдържат същия полимер за разсейване на светлината, както стандартните първични формазини стандарти за мътност и функционират по един и същи начин.

Подобрената стабилност спестява време и труд

Докато първичните формазини стандарти могат да се приготвят директно в лабораторията, процесът е трудоемък и времеемък. Освен това разредените стандарти не са стабилни. Stablcal представлява стабилизирана версия на формазин, осигуряваща стабилни резултати без времето и усилията за приготвяне в лабораторията.

Доверие в резултатите

Hach са първите, които прилагат формазин като стандарт за мътност при питейна вода, преди повече от 40 години. Стандартите Stablcal се основават на десетилетия опит в измерването на мътността.

Спецификации

Концентрация:	0,3 NTU
Обем / опаковка, размер:	100 mL
Платформа:	Разтвор